

MD10

Modell	MD10
Artikelnummer	2150
Eingangsspannung	230V / 115V / 50 - 60Hz (umschaltbar)
Steuergerät	Prozessor gesteuert, 7-Segment-Anzeige
Softwareversion	2.030
Handstückauswahl	1:5 2'500 bis 200'000 Upm 1 bis 3 Ncm 1:1 500 bis 40'000 Upm 1 bis 10 Ncm 16:1 30 bis 2'500 Upm 5 bis 35 Ncm 32:1 15 bis 1'250 Upm 10 bis 55 Ncm SAW 14'000 Upm 10 Ncm MUCO 8'000 Upm 10 Ncm
Drehzahlbereich E-Motor	500 bis 40'000 Upm
Fusspedal	1
E-Motor	1
Motorenanschlüsse	2
Kühlsystem	Integrierte Schlauchpumpe, Einstellungen 1 bis 10
Abmessung Steuergerät (HxBxT)	145 x 190 x 250 mm
Gewicht Steuergerät	5 kg
Zulassungen	CE ₁₂₇₅ Klasse IIa CSA FDA IEC 601, Schutzklasse 1, Anwendungsteil Typ B

Spezifikation E-Motor 31ESS:

Drehzahl	500 bis 40'000 Upm
Motortyp	BLDC-Motor mit Hall-Sensoren
Gewicht	200g mit Kabel
Abgabeleistung	100 Watt
Kupplung	E-Typ Kupplung (ISO 3964)
Motorkabel	3 m
Sterilisation	Dampfsterilisation bei max. 134°C

Spezifikation Fusspedal:

Typ	Vario-Fusspedal mit zwei Knöpfen
Schutzklasse	IP68
Funktion Knöpfe	Links: E-Motor links / rechts Rechts: Pumpe Ein/Aus
Gewicht	2 kg